illumına[®]

Legenda dei simboli

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO

Il presente documento rappresenta una legenda generale per contribuire alla comprensione dei simboli che potrebbero comparire sulle etichette di questo prodotto.



Sufficiente per <n> test



Dispositivo medico diagnostico in



Rappresentante autorizzato nella

REF

Comunità Europea Numero di catalogo



Numero di serie



Solo su prescrizione medica Identificatore univoco del dispositivo



SDS

Informazioni di sicurezza





PATENTS www.illumina.com/patents

Paese di origine





Limitazioni relative all'umidità



Non riutilizzare





Data di fabbricazione



Limite di temperatura



Numero di codice



Codice batch



Fabbricatore




Utilizzare entro



Conservare Iontano dalla luce del



Consultare le istruzioni per l'uso



Una casella di controllo per confermare che sono stati aggiunti

al flacone 100 ml di EtOH

















Conformità europea

Simbolo di pericolo per la salute: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (Safety Data Sheet, SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web


http://support.illumina.com/sds.html Simbolo di pericolo per materiali infiammabili: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web http://support.illumina.com/sds.html Simbolo di avvertenza di pericolo: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (SDS) del

http://support.illumina.com/sds.html Simbolo di pericolo ossidazione: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web http://support.illumina.com/sds.html

componente che possono essere scaricate dalla pagina Web

Simbolo di pericolo per materiali corrosivi: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web http://support.illumina.com/sds.html Simbolo di pericolo per materiali

tossici: per una spiegazione dei simboli di pericolo e le relative dichiarazioni di pericolo, fare riferimento alle Schede di sicurezza (SDS) del componente che possono essere scaricate dalla pagina Web http://support.illumina.com/sds.html



Copyright e marchi di fabbrica

© 2021 Illumina, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà di Illumina, Inc. o dei rispettivi proprietari. Per informazioni specifiche sui marchi di fabbrica, visitate la pagina Web www.illumina.com/company/legal.html.

Informazioni di contatto



+1.800.809.ILMN (4566) +1.858.202.4566 (fuori dal Nord America)

techsupport@illumina.com www.illumina.com ϵ



Illumina Netherlands B.V. Steenoven 19 5626 DK Eindhoven The Netherlands Sponsor Australiano

Illumina Australia Pty Ltd Nursing Association Building Level 3, 535 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Australia