
















## Chave de símbolos

### PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO

Este documento é uma legenda geral para ajudar na compreensão dos símbolos que podem aparecer nas etiquetas deste produto.

	Para utilização em diagnóstico <i>in vitro</i>
	Número de catálogo - Indica o número de catálogo do fabricante para identificação do dispositivo
	Número de série
	Código de lote - Indica o código de lote do fabricante para identificação do lote
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Sujeito a receita médica - A Lei Federal dos EUA limita à venda por médicos ou com prescrição por parte de um médico com licença para exercer
	Saída elevada
	Conformidade europeia
	Consultar instruções de utilização
	Limite de temperatura - Indica os limites de temperatura aceitáveis de transporte e exposição
	Fabricante - Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido nas diretivas da UE
	Data de validade
	Guardar ao abrigo da luz solar - Indica que um dispositivo médico requer proteção contra a luz ou o calor
	Símbolo de risco para a saúde - Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) dos componentes que pode transferir em <a href="http://support.illumina.com/sds.html">http://support.illumina.com/sds.html</a>
	Símbolo de aviso de perigo - Para obter uma explicação dos símbolos de perigo e da declaração de risco incluída, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) dos componentes que pode transferir em <a href="http://support.illumina.com/sds.html">http://support.illumina.com/sds.html</a>


## Direitos de autor e marcas comerciais

© 2020 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade da Illumina, Inc. ou dos respetivos proprietários. Para obter informações específicas sobre marcas comerciais, consulte [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Informações de contacto



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California 92122 EUA  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (fora da América do Norte)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands

### Patrocinador australiano

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000 Austrália