

Sembol Anahtarı

İN VİTRO TANI AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR

Bu belge, bu ürünün etiketinde görülebilecek sembollerin anlaşılmasına yardımcı olmak için genel bir açıklamadır.

| | |
|--|---|
|  | İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir |
|  | Katalog numarası - Cihaz tanımlaması için üreticinin katalog numarasını belirtir |
|  | Seri numarası |
|  | Seri kodu - Seri veya lot tanımlaması için üreticinin seri kodunu belirtir |
|  | Avrupa Topluluğu Yetkili temsilcisi |
|  | Yalnızca reçete ile satılır - ABD Federal Yasaları bu cihazın satışının lisanslı pratisyen tarafından ya da lisanslı pratisyen siparişi üzerine yapılabilmesi yönünde kısıtlama getirmektedir |
|  | Yüksek çıktı |
|  | Avrupa Uyumluluğu |
|  | Kullanma talimatlarına bakın |
|  | Sıcaklık sınırı - Kabul edilebilir gönderim ve maruziyet sıcaklık sınırlarını belirtir |
|  | Üretici - AB direktiflerinde tanımlandığı şekilde tıbbi cihaz üreticisini belirtir |
|  | Son kullanma tarihi |
|  | Güneş ışığından koruyun - Işıktan veya ısıdan korunması gereken bir tıbbi cihazı belirtir |
|  | Sağlık Tehlikesi Sembolü - Tehlike sembollerinin açıklaması ve eşlik eden tehlike beyanı için lütfen http://support.illumina.com/sds.html adresinden indirilebilecek bileşen Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) bakın |
|  | Tehlike Uyansı Sembolü - Tehlike sembollerinin açıklaması ve eşlik eden tehlike beyanı için lütfen http://support.illumina.com/sds.html adresinden indirilebilecek bileşen Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) bakın |


Telif Hakkı ve Ticari Markalar

© 2020 Illumina, Inc. Tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar Illumina, Inc. veya ilgili sahiplerinin malıdır. Özel ticari marka bilgileri için bkz. www.illumina.com/company/legal.html.

İletişim Bilgileri



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, California 92122 ABD
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (Kuzey Amerika dışından)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Avustralya Sponsoru Illumina
Australia Pty Ltd Nursing
Association Building Level 3,
535 Elizabeth Street
Melbourne, VIC 3000
Avustralya