

Symbolerläuterung

FÜR IN-VITRO-DIAGNOSTIK

Diese allgemeine Legende hilft beim Verständnis der Symbole, die ggf. zur Kennzeichnung dieses Produkts verwendet werden.

	Inhalt ausreichend für <n> Tests
	Medizinisches Gerät zur In-vitro-Diagnostik
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Katalognummer
	Seriennummer
	Herstellungsdatum
	Temperaturgrenze
	Teilenummer
	Chargencode
	Hersteller
	Verbrauchsdatum
	Gebrauchsanweisung lesen
<input type="checkbox"/> 100 ml EtOH Added	Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass 100 ml EtOH in die Flasche gegeben wurden
	Europäische Konformität



Gesundheitsgefährdungssymbol: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: <http://support.illumina.com/sds.html>



Symbol für die Gefährdung durch entzündliche Stoffe: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: <http://support.illumina.com/sds.html>



Gefahrenhinweissymbol: Eine Beschreibung der Gefahrensymbole und der entsprechenden Gefahrenhinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS) für das Produkt. Das Sicherheitsdatenblatt steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: <http://support.illumina.com/sds.html>


Urheberrecht und Marken

© 2020 Illumina, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum von Illumina, Inc. bzw. der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen zu Marken finden Sie unter www.illumina.com/company/legal.html.

Kontaktinformationen



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Kalifornien
92122, USA
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566
(außerhalb von
Nordamerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
Freddy van
Riemsdijkweg 15
5657 EE Eindhoven
Niederlande

Australische Niederlassung

Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Australien