

Táknalykill

FYRIR NOTKUN VIÐ IN VITRO GREININGU

Þetta er almenn skýring til að auðvelda skilning á táknum sem kunna að birtast á merkingum þessarar vöru.



Inniheldur nóg fyrir <n> prófanir



In vitro lækisfræðilegt greiningartæki



Viðurkenndur fulltrúi í evrópska samfélaginu



Vöruskráarnúmer



Raðnúmer



Aðeins til notkunar samkvæmt lyfseðli



Einkvæmt auðkenni tækis



Einkaleyfi



Öryggisleiðbeiningar



Upprunaland



Varúð



Rakaskerðing



Má ekki endurnýta



Framleiðsludagur



Hitamörk



Númer hlutar



Lotukóði



Framleiðandi



Síðasti notkunardagur



Haldið frá sólarljósi



Skoðið leiðbeiningar fyrir notkun



Gátretur til að staðfesta að 100 ml af EtOH hafi verið bætt í flöskuna



Evrópskt samræmi

Tákn fyrir heilsufarshættu - Til að fá útskýringu á hættutáknunum og meðfylgjandi hættufirlýsingu, vinsamlegast vísið í

öryggisleiðbeiningar íhluta (SDS) sem hægt er að hlaða niður af <http://support.illumina.com/sds.html>

Tákn fyrir eldfimt efni - Til að fá útskýringu á hættutáknunum og meðfylgjandi hættufirlýsingu, vinsamlegast vísið í

öryggisleiðbeiningar íhluta (SDS) sem hægt er að hlaða niður af <http://support.illumina.com/sds.html>

Viðvörðunartákn fyrir hættur - Til að fá útskýringu á hættutáknunum og meðfylgjandi hættufirlýsingu, vinsamlegast vísið í

öryggisleiðbeiningar íhluta (SDS) sem hægt er að hlaða niður af <http://support.illumina.com/sds.html>

Oxunaráhættutákn - Fyrir skýringar á hættutáknunum og fylgjandi hættufirlýsingu skal vísa í öryggisleiðbeiningar (SDS) viðkomandi efnisþáttar, sem hægt er að hlaða niður af

<http://support.illumina.com/sds.html> Tákn fyrir hættu vegna ætandi efna. Til að fá skýringu á hættutáknunum og viðeigandi hættufirlýsingu skal vísa í öryggisleiðbeiningar íhlutanna (SDS), sem hægt er að hlaða niður af

<http://support.illumina.com/sds.html> Tákn fyrir eitrefni - Til að fá útskýringu á hættutáknunum og meðfylgjandi hættufirlýsingu, vinsamlegast vísið í öryggisleiðbeiningar íhluta (SDS) sem hægt er að hlaða niður af

<http://support.illumina.com/sds.html> Þessi hlið upp

Viðkvæmt, meðhöndlið varlega



Haldið þurru



Geymið frosið

Höfundarréttur og vörumerki

© 2021 Illumina, Inc. Allur réttur áskilinn. Öll vörumerki eru eign Illumina, Inc. eða viðkomandi eigenda. Sérstakar upplýsingar um vörumerki eru á www.illumina.com/company/legal.html.

Tengiliðaupplýsingar



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Kalifornía
92122 Bandaríkin
+1.800.809.ILMN (4566)
+1.858.202.4566 (utan
Norður-Ameríku)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B. V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
Holland

Ástralskur styrktaraðili
Illumina Ástralía Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Ástralía